

SDS-PAGE撮影方法

手順

1. ラップを広げる
2. ラップの上半分に染色したゲルを置く
3. ラップの下半分を折り返しゲルを包む
4. ラップの上部に**班番号**と**人数**を書く(書かれた人数分の写真を印刷します)
5. 中央台の前に順番に並べ、撮影が終わるまで自分の実験台で待機する
6. 撮影が完了したら呼ぶのでゲルと写真を中央台に取りに来る

写真撮影上の注意

1. 青いバンドが視認できることを確認してください。レポート作成時の解析に重要です。
2. 写真を受け取ったら実際のゲルと見比べバンドが確認できるかチェックしてください。

“A〇〇-△”(班番号) “人数”

