




マイクロピペットの使い方 (実習書P.58)

P5000, P1000, P200, P20










2000

Finnpipette®







P20

1
2
5

12.5 μ L


P200

1
2
5


125 μ L








ちゃんとついていないと、空気が入り正確に採れない





採る試薬が変わる際はチップを変える
(1本のチップで複数種類の試薬をとると、コンタミネーション)

注意

- それぞれ上限と下限があります。
 - 例 P200は20 μ L ~ 200 μ L
- 範囲外に無理に回すと壊れます。
 - 1個 数万円します。

